



Beispielhafte Ausführung

Bei Bestellung angeben:

Typ oder Bestellnummer

Farbe

Zubehör:

Ex-Lüfter, Wechselstromlüfter,

Einschubboden

Beschreibung

Die Sicherheitszelle nach DIN 12925, Teil 2 erfüllt die Anforderung, die an das Brandverhalten von Schränken zur Aufnahme von Druckgasflaschen nach DIN 12925, Teil 2 gestellt werden.

Ein Be- und Entlüftungssystem sorgt für ausreichenden Luftwechsel.

Feuerwiderstandsfähigkeit: FWF 20 nach DIN 12925-2

Anwendung

Zur vorschriftsmäßigen Unterbringung von Druckgasflaschen in Arbeitsräumen. Druckgasflaschen können direkt an der Verwendungsstelle bereitgestellt werden (kurze Leitungswege).

Alle Sicherheitszellen sind mit einer Einrollklappe ausgestattet.

Anwendungsbeispiel: siehe beispielhafte Ausführung (links)

Druckgasflaschen und Armaturen gehören generell nicht zum Lieferumfang der Sicherheitszelle.

Technische Daten

Typ	Außenmaße (mm) (B x T x H)	Gewicht kg	Bestellnummer
SZ 600 Rechtsanschlag	600 x 600 x 1970	270	590 800 260
SZ 600 Linksanschlag	600 x 600 x 1970	270	590 800 261
SZ 800	800 x 600 x 1970	330	590 800 262
SZ 1200	1200 x 600 x 1970	440	590 800 263
SZ 1400	1400 x 600 x 1970	510	590 800 264

Farbe: RAL 7035 lichtgrau (Standardausführung)
RAL 1004 sicherheitsgelb (auf Anfrage)

Stellplätze für 50l-Flaschen: SZ 600: 1 Flasche
SZ 800: 2 Flaschen
SZ 1200: 3 Flaschen
SZ 1400: 4 Flaschen

Lüftungsanschlüsse: im Dachbereich (NW 75)

Höhe: 50 mm - Einrollklappe